

メンテナンス方法と メンテナンスパックのご案内

メンテナンスパックは以下のメンテナンスをメディカル・エイド株式会社が代行するサービスです。

メンテナンス方法は？

●洗濯・脱水

着用回数3回で以下のメンテナンスを実施して下さい。

※汗やにおいが付着した場合はその都度ぬるま湯にて洗い流して下さい。

①30℃～40℃のぬるま湯に中性洗剤を入れ、15分～30分浸け置きをしてください。

②揉まずに軽く手押し洗いし、洗濯液を脱水をしてください。

脱水も同様に軽く手で押すようにしてください。

手で強くもみ洗いをしないでください。

強く擦ると繊維の表面のコーティング剤がはげ落ちる場合があります。

③再度30℃～40℃のきれいなぬるま湯で脱水をしてください。

※洗濯方法を守れば、洗濯ではほとんど品質は悪くなりません。

洗濯しない方が汗などの影響により早く品質が悪くなる恐れがあります。



●乾燥

製品をハンガーにかけて室内で陰干ししてください。5～6時間で乾きます。

●スプレー噴霧

完全に乾燥した製品に、専用スプレー「MGクリアコート」を均等に噴霧してください。噴霧する際は、製品から20cm～30cm離して噴霧してください。

●再度乾燥

再度、1～2時間程陰干しして乾燥させてください。
完全に乾燥したら専用ポリ袋で保管してください。



ご注意ください

●洗濯後…脱水機、乾燥機、アイロンは使用しないでください。



●使用洗剤…入浴用石鹸、ボディソープ、手洗い用液体石鹸などを使用してください。
洗濯用洗剤は塩素が入っており、銀素材がさびてしまうので使用しないでください。




メディカル・エイド株式会社のお勧めするメンテナンスパック

◆お預かり～お届けまでのスケジュール

1 お申込み

…お電話またはメディカル・エイド株式会社HPからお申込み頂けます。

 **0120-088-804** 受付時間：月～金曜日 9:00～17:30（土日祝祭日休み）

<http://www.medical-aid.co.jp/mgvces/>

※お支払い方法は代引・お振込み・クレジットカードをご利用できます。

2 メディカル・エイド株式会社からシールが届く

…メンテナンス番号が記載された管理シールを送ります。

※管理シールによってメンテナンス回数がチェックできます。



3 シールを貼って発送

…シールを保存袋に貼ってメディカル・エイド株式会社へ発送して下さい。

※発送料金はお客様負担をお願い致します。少量発送の場合、郵便局の「レターパックライト」やクロネコDM 便が便利です。

3回着用後、メディカル・エイド株式会社へ発送してください。

4 メンテナンス

…メディカル・エイド株式会社にて裏面のメンテナンスを行います。

※製品を3回着用後1回とし、合計16回、又は50回メンテナンスを実施致します。

5 お届け

…お預かりから1週間以内にお客様にお届けします。

※メディカル・エイド株式会社からの配送料は無料です。



メンテナンスパックにお申込み頂きますと、

3回着用で1回のメンテナンスを合計16回、又は50回
利用することができます。

メンテナンスパック料金	16回	¥24,000+税
	50回	¥60,000+税

※1 製品につき1メンテナンスパックです。他の製品との併用はご利用できません。

※保証期間内に回数分をご利用ください。保証期間を過ぎますとご利用できなくなります。

●お支払方法：代引、お振込み、クレジットカードがご利用できます。



MEDICAL-AID CO., LTD.

メディカル・エイド株式会社

〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 3-1-11

Tel: 0725-53-3270 Fax: 0725-53-5337

<http://www.medical-aid.co.jp/>